



群研提供的不只是產品，更是專業性的服務與方向  
WE ARE TOTAL SOLUTION IN DEMAND.

Cell Counting Kit-8 (CCK-8) 產品優勢

- ★ 低細胞毒性
- ★ 一瓶搞定即用型試劑
- ★ 高靈敏度
- ★ 高穩定度

快速檢測：


1. 細胞存活率
2. 藥物對細胞毒性
3. 細胞增生




無需更換培養液




高穩定度



低毒性



高靈敏度



差異總覽

1. 懸浮細胞專用
2. 檢測後，細胞可重複培養

	CCK-8	MTT	MTS	SRB
溶解度	水溶性	非水溶性	水溶性	非水溶性
檢測波長	450nm	490nm	450nm	510nm
外觀	液態	固態	液態	液態
使用狀況	即用型	使用前需配置	使用前需配置並立即使用	使用前需配置
是否需重新溶解	不需要	以DMSO溶解	不需要	以Tris-base溶解
便利性	★★★★	★★	★★★★	★
檢測效率	★★★★	★	★★	★
實驗再現性	★★★★	★	★★	★
產品穩定性	★★	★	★	★★★★

即日起至2023.02.28止



# Cell Counting Kit-8 (CCK-8) 品牌感謝祭



## CCK-8 文獻引用數高

Cell Res, 2021, 31(9):998-1010  
Acta Neuropathol, 2020, 10.1007/s00401-020-02042-2  
Adv Sci (Weinh), 2019, 6(10):1802042  
ACS Nano, 2018, 12(12):12860-12868  
Nat Chem Biol, 2021, 17(5):567-575

Nat Commun, 2021, 12(1):3651  
Nat Commun, 2019, 10(1):5792  
Autophagy, 2019, 15(2):295-311  
Small, 2019, 15(51):e1904486  
Cancer Immunol Res, 2019, 7(3):487-497

Bioact Mater, 2021, 6(7):2144-2157  
Theranostics, 2019, 9(9):2460-2474  
Theranostics, 2019, 9(7):1952-1964  
Theranostics, 2020, 10(25):11428-11443  
Theranostics, 2021, 11(6):2860-2875

Theranostics, 2020, 10(3):1060-1073  
Theranostics, 2020, 10(11):4762-4778  
Cancer Res, 2021, 81(15):4066-4078  
ACS Appl Mater Interfaces, 2021, 13(3):3551-3563  
Cell Rep, 2019, 29(11):3551-3563

Part Fibre Toxicol, 2020, 17(1):46  
J Hematol Oncol, 2019, 12(1):91  
Nanoscale, 2021, 10.1039/d1nr04268h  
Redox Biol, 2021, 41:101911  
Mol Ther, 2021, S1525-0016(21)00142-8

Lab Chip, 2021, 10.1039/d1lc00206f  
Oncogene, 2019, 10.1038/s41388-019-1111-1  
Br J Pharmacol, 2021, 10.1111/bph.15616  
Environ Sci Technol, 2020, 54(23):15267-15274  
Environ Sci Technol, 2021, 55(14):10001-10008

Environ Sci Technol, 2020, 54(3):1698-1705  
Cancer Lett, 2021, 515:86-95  
Cancer Lett, 2021, 519:328-342  
Cancer Lett, 2019, 447:1-11  
J Invest Dermatol, 2020, 10.1016/j.jid.2020.08.011

J Hazard Mater, 2021, 404(Pt B):124050-124058  
J Hazard Mater, 2020, S0304-3894(20)32000-0  
J Hazard Mater, 2021, 413:125281-125288  
J Hazard Mater, 2021, 414:125499-125506  
Adv Healthc Mater, 2021, e2100748

一點點有20篇文獻引用

貨號	包裝	原價	優惠價
<b>B34302</b>	<b>5 mL (500rxns)</b>	NTD 3,200	<b>NTD 2,600</b>
<b>B34304</b>	<b>25 mL (2,500rxns)</b>	NTD 12,000	<b>NTD 9,600</b>



## CCK-8 價格超級殺

貨號	包裝	原價	優惠價
<b>APL-8c02-5mL</b>	<b>1 x 5 mL (500rxns)</b>	NTD 2,500	<b>NTD 2,000</b>
<b>APL-8c02-10mL</b>	<b>2 x 5 mL (1,000rxns)</b>	NTD 5,500	<b>NTD 3,300</b>
<b>APL-8c02-30mL</b>	<b>6 x 5 mL (3,000rxns)</b>	NTD 11,000	<b>NTD 8,880</b>
<b>APL-8c02-50mL</b>	<b>10 x 5 mL (5,000rxns)</b>	NTD 16,500	<b>NTD 13,000</b>
<b>APL-8c02-100mL</b>	<b>20 x 5 mL (10,000rxns)</b>	NTD 25,000	<b>NTD 20,000</b>

詳情請上APOLO官網挖寶

<http://apolobiochem.atwebpages.com/>



群研科技有限公司  
Group Research Tech. Inc.

GRTI@apolo.com.tw | order.grti@gmail.com

03-6588367 | 0800-200202

www.apolo.com.tw

新竹縣竹北市興隆路三段297號4樓



◆ 活動期間: 2022.12.01至2023.02.28止

◆ 群研感恩回饋使用者, 隨貨開立發票

◆ 活動品項僅限於Bimake及APOLO之產品: Cell Counting Kit-8 (CCK-8) #B34302 / B34304 或 #APL-8c02-5mL / 10mL / 30mL / 50mL / 100mL

◆ 詳細活動內容及參加辦法請洽詢該區負責業務

◆ 群研科技保留變更終止活動內容之權利